



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 25635 Elektryczny wózek inwalidzki inSPORTline Hawkie 700W

IN 27827 Elektryczny wózek inwalidzki inSPORTline Hawkie Basic



SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA | 3 |
| OPIS PRODUKTU | 5 |
| ROZPAKOWANIE I PIERWSZE PRZYGOTOWANIE | 5 |
| STEROWANIE..... | 7 |
| PANEL STEROWANIA I JOYSTICK | 7 |
| PILOT ZDALNEGO STEROWANIA | 9 |
| HAMULEC RĘCZNY | 10 |
| SKŁADANIE..... | 11 |
| ODŁĄCZANIE AKUMULATORA | 12 |
| AKUMULATOR..... | 12 |
| ŁADOWANIE AKUMULATORA | 12 |
| INFORMACJE O BATERII..... | 13 |
| KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE | 13 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE | 14 |
| DEKLARACJA ZGODNOŚCI ES | 16 |

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Nie używaj urządzenia, jeśli pojawią się ostre krawędzie.
- W przypadku usterki natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem. Nie naprawiaj samodzielnie wózka inwalidzkiego.
- Przed użyciem naucz się korzystać z wózka inwalidzkiego, znajdź bezpieczną i otwartą przestrzeń i szukaj pomocy innej osoby, dopóki nie będziesz mógł bezpiecznie korzystać z wózka.
- Upewnij się, że produkt jest wyłączony przed wsiadaniem i wysiadaniem.
- Zawsze jeźdź z taką prędkością, aby nie narażać siebie ani innych osób oraz ich własności.
- Zawsze zalecamy start na najniższym biegu.
- Niektóre urządzenia komunikacyjne mogą działać na tej samej częstotliwości, co pilot zdalnego sterowania wózka inwalidzkiego. Jeśli masz przy sobie takie urządzenie (telefon itp.), sprawdź, czy nie będzie ono kolidowało z kontrolerem.
- Niektóre nadajniki mogą zakłócać działanie pilota wózka inwalidzkiego.
- Jeśli zauważysz jakikolwiek niepożądany ruch lub wózek nagle się zatrzyma, natychmiast go wyłącz.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu.
- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z opisanych sytuacji należy natychmiast wyłączyć wózek inwalidzki: nagły ruch bez udziału użytkownika, niemożność kontrolowania kierunku jazdy, awaria hamulca.
- Wózek przeznaczony jest do przewożenia jednej osoby.
- Nie jeźdź po zbyt stromych wzgórzach.
- Nie prowadź pojazdu pod wpływem narkotyków, leków lub alkoholu.
- Nie holuj innych pojazdów ani przedmiotów za wózkiem.
- Nie holuj wózka inwalidzkiego za innymi pojazdami.
- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego kąta jazdy po wzniesieniu.
- Nie należy gwałtownie poruszać joystickiem, gdy wózek się porusza.
- Wózek jest przeznaczony tylko dla jednej osoby i nie przekraczaj maksymalnego udźwigu wózka.
- Nie wyłączaj wózka inwalidzkiego, gdy jest w ruchu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika lub elementów sterujących. Wyłącz wózek tylko wtedy, gdy stracisz kontrolę.
- Nie jeźdź po nawierzchni nieutwardzonej (piasek, głęboka trawa, drobna glina itp.)
- Nie zjeżdżaj ze schodów.
- Upewnij się, że wózek inwalidzki jest wyłączony przed czyszczeniem i konserwacją.
- Nie włączaj wózka inwalidzkiego, jeśli nie siedzisz na nim.
- Wózek nie jest przeznaczony do użytku po drogach publicznych. Jeźdź tylko po wyznaczonych do tego szlakach (chodnik).
- Nie zmieniaj gwałtownie kierunku (przód - tył). Zmień kierunek jazdy po zatrzymaniu wózka inwalidzkiego.
- Zawsze zjeżdżaj ze wzniesienia z najmniejszą prędkością, pozostawiając joystick blisko pozycji środkowej.

- Zawsze trzymaj stopy na podnóżku.
- Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.
- Ładuj wózek inwalidzki w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przed jazdą sprawdź, czy wszystkie części są dokręcone i działają prawidłowo.
- Przed cofaniem upewnij się, że za Tobą nie ma żadnych przeszkód. Cofaj na najniższej prędkości.
- Unikaj nagłych ruchów i nagłych zmian kierunku.
- Trzymaj ręce i stopy na podłokietnikach.
- Nie przejeżdżaj przez przeszkody wyższe niż 5 cm.
- Nie przejeżdżaj przez szczeliny dłuższe niż 10 cm.
- Maksymalne nachylenie terenu wynosi 12°.
- Jeśli jedziesz pod górę, nie cofaj.
- Nie należy jeździć po powierzchni, która jest nachylona w bok o więcej niż 3°.
- Nie jeźdź po miękkich, nierównych lub niezabezpieczonych powierzchniach (trawa, żwir).
- Przed zjazdem ze wzniesienia ustaw najniższą prędkość, zjazd ze wzniesienia wydłuża drogę hamowania.
- Nie przejeżdżaj przez nierówności, takie jak pachołki itp.
- Nie należy jeździć w wodzie, po lodzie lub śniegu, ani w warunkach słabej widoczności.
- Nie pozostawiaj wózka wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub pogody.
- Chronić przed deszczem i wodą.
- Panel sterowania nie jest wodoodporny.
- Regularnie sprawdzaj stan opon. Zużyte opony należy natychmiast wymienić.
- Nie jeźdź w deszczu ani po mokrej nawierzchni. Istnieje ryzyko uszkodzenia elektroniki i baterii.
- Pilot jest zasilany 2 bateriami AAA.
- Całkowite obciążenie: 130 kg
- Zdalne sterowanie do 15 m (w zależności od warunków otoczenia)
- Maksymalna prędkość do 6 km/h w optymalnych warunkach
- Maksymalny zasięg do 24 km w optymalnych warunkach
- Wózek jest zasilany dwoma silnikami 350 W każdy

OPIS PRODUKTU



| | | | |
|----|--------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1. | Uchwyt z pianki | 7. | Przestrzeń do przechowywania |
| 2. | Joystick sterujący 360 ° | 8. | Wymienna bateria |
| 3. | Oddychające siedzisko | 9. | 13" tylne koła |
| 4. | Amortyzacja | 10. | Kieszenie boczne |
| 5. | Podnóżek aluminiowy | 11. | Podłokietniki z regulacją wysokości |
| 6. | 8-calowe przednie koła | 12. | Regulowane oparcie |

ROZPAKOWANIE I PIERWSZE PRZYGOTOWANIE

Wyciągnij krzesło i wszystkie jego elementy z opakowania, upewniając się, że wszystkie części są zawarte w zestawie.




Przymocuj joystick po prawej stronie uchwytu.



Chwyć wózek inwalidzki za oparcie i siedzenie, rozłóż wózek.



Dokręć klamrę blokującą (umieść klamrę w kształcie litery U na klamrze blokującej i pociągnij w dół).



Opuść podłokietniki i zablokuj przyciskiem, obracając przycisk w górę.




STEROWANIE



| | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------------------------|
| 1. | Wyświetlacz pojemności baterii; | 5. | Klakson |
| 2. | Włącznik zasilania | 6. | Zwiększenie prędkości biegu + |
| 3. | Wyświetlacz biegów prędkości | 7. | Joystick sterujący 360 ° |
| 4. | Redukcja prędkości - | | |

Po wejściu na wózek wypróbuj podstawowe ruchy do przodu i do tyłu, utrzymując prędkość na najniższym biegu.

Po opanowaniu podstawowego ruchu wypróbuj ruch w kształcie litery S.






PANEL STEROWANIA I JOYSTICK

Przymocuj panel sterowania do prawego uchwyty.

Ustaw wymaganą odległość i dokręć nakrętkę.

Podłącz do prawej i lewej strony silnika i akumulatora.


1. Joystick
2. Panel sterowania i przyciski
3. Porty zasilania

| Sterowanie i przyciski | Widok całego panelu sterowania | Porty zasilania |
|---|---|---|
|  |  |  |

Chroń panel sterowania przed wstrząsami i uszkodzeniami. Przed jazdą upewnij się, że elementy sterujące są prawidłowo podłączone i reagują na Twoje polecenia.

Nie pozostawiaj wózka i panelu sterowania w wilgotnym środowisku przez dłuższy czas. Chronić przed skażeniem żywności lub środowiska.

Ostrożnie wyczyść panel sterowania wilgotną szmatką. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|---------------------------------|----|--------------------|----|---------|----|------------------------------|----|-------------------------------|----|----------------------|
|  | <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 934 815 1003">1.</td> <td data-bbox="815 934 1418 1003">Wyświetlacz pojemności baterii;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1003 815 1081">2.</td> <td data-bbox="815 1003 1418 1081">Włącznik zasilania</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1081 815 1160">3.</td> <td data-bbox="815 1081 1418 1160">Klaksen</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1160 815 1238">4.</td> <td data-bbox="815 1160 1418 1238">Wyświetlacz biegów prędkości</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1238 815 1317">5.</td> <td data-bbox="815 1238 1418 1317">Zwiększenie prędkości biegu +</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1317 815 1370">6.</td> <td data-bbox="815 1317 1418 1370">Redukcja prędkości -</td> </tr> </tbody> </table> | 1. | Wyświetlacz pojemności baterii; | 2. | Włącznik zasilania | 3. | Klaksen | 4. | Wyświetlacz biegów prędkości | 5. | Zwiększenie prędkości biegu + | 6. | Redukcja prędkości - |
| 1. | Wyświetlacz pojemności baterii; | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Włącznik zasilania | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Klaksen | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Wyświetlacz biegów prędkości | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Zwiększenie prędkości biegu + | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Redukcja prędkości - | | | | | | | | | | | | |

Przycisk włącz/wyłącz służy do włączania/wyłączania wózka. W sytuacjach awaryjnych może służyć do natychmiastowego wyłączenia wózka.

Wskaźnik stanu baterii pokazuje aktualny stan naładowania baterii. Wskaźnik pokazuje stan baterii przy uruchomieniu.

Po uruchomieniu wózka inwalidzkiego wszystkie wskaźniki zapalają się, gdy wózek jest wyłączony, wszystkie wskaźniki wyłączają się.

Joystick służy do sterowania prędkością i kierunkiem ruchu. Im dalej joystick znajduje się od środka, tym wyższa jest prędkość ruchu. Gdy tylko zwolnisz joystick lub znajduje się on na środku, wózek zatrzymuje się.

Wskaźnik biegu jest wyświetlany w 5 segmentach 1 (najniższy) - 5 (najwyższy).

Po naciśnięciu przycisku klaksenu rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.

Przyciski zmiany biegów zwiększają lub zmniejszają bieg.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zasilany jest 2 bateriami AAA.

Sterownik działa na częstotliwości 2,4 GHz.



Włącz panel sterowania na wózku.




Naciśnij przycisk zasilania na pilocie przez 5 sekund.



Przytrzymaj przycisk zmiany biegów, aż wskaźnik zmiany biegów zaświeci się na żółto.



Naciśnij klakson, elementy sterujące przełączą się w tryb parowania.



Przytrzymaj strzałkę w dół na pilocie, aż przycisk zasilania na pilocie przestanie migać.



Pilot został sparowany.



HAMULEC RĘCZNY

Na tylnych kołach znajduje się hamulec ręczny. Po zaparkowaniu hamulcem mechanicznym wózek zatrzymuje się. Gdy hamulec znajduje się w położeniu „ręcznym”, wózek można pchać jak zwykły wózek inwalidzki.



OSTRZEŻENIE: Wózek należy pchać tylko wtedy, gdy nie można użyć silnika elektrycznego.

Aby pchać wózek inwalidzki, należy wyłączyć hamulce postojowe, aby wózek mógł się poruszać i być pchanym.

SKŁADANIE

Obróć przycisk w dół, aby zwolnić podłokietniki.




Zwolnij tylną belkę, zwolnij klamrę U.

Chwyć siedzenie i tylną rączkę, złoż wózek.



ODŁĄCZANIE AKUMULATORA

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Naciśnij zatrzask zwalniający baterię i wyciągnij baterię.



AKUMULATOR

Wózek korzysta z akumulatora litowego 24 V 12 Ah. Wymieniaj baterię tylko w autoryzowanym centrum serwisowym.

6-miesięczna gwarancja na akumulator – gwarantujemy, że nominalna pojemność akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego całkowitej pojemności w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie akumulatora, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Natychmiast zaprzestań używania baterii, jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub czujesz nietypowy zapach.

- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz akumulatora, którego żywotność przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg wózka inwalidzkiego zostanie zmniejszony.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj obcych przedmiotów do baterii.
- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Bateria może wybuchnąć lub ulec uszkodzeniu.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.
- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.
- Możesz ładować baterię w sposób ciągły.
- Idealna temperatura ładowania akumulatora wynosi od +10°C do +30°C.
- Jeśli bateria będzie używana przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. To jest normalny stan baterii.
- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest mniejszy.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Akumulator ładowany jest przez AC 110 – 240 V 50 – 60 Hz, wyjście 24 V, ładowarkę 2 Ah.

Przed pierwszym użyciem naładuj baterię. Następnie rozładuj akumulator jeżdżąc wózkiem, nie jeźdź szybko i nie oddalaj się zbyt daleko od miejsca zamieszkania, dopóki nie nauczysz się obsługiwać wózka. Następnie ładuj baterię przez 8-14 godzin. Po 4 - 5 cyklach ładowania pojemność akumulatora jest wykorzystywana w 100%.

INFORMACJE O BATERII

Po użyciu należy ładować baterię tak często, jak to możliwe. Akumulator stopniowo się rozładowuje, nawet gdy nie jest używany. Jeśli nie korzystasz regularnie z wózka, ładuj baterię raz w tygodniu. Używaj tylko oryginalnej ładowarki.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Do czyszczenia używaj łagodnych detergentów i wilgotnej szmatki. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Zawsze dobrze wysusz wszystkie części, zwłaszcza części elektroniczne.
- Trzymaj pilot i panel sterowania z dala od wody.
- Sprawdź stan kabli i połączeń.
- Do czyszczenia nie używaj myjek wysokociśnieniowych.
- Wózek należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, wolnym od gazów korozyjnych i wilgotności powietrza poniżej 80%.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po upływie okresu eksploatacji produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższej złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Co więcej, możesz pomóc chronić ludzkie zdrowie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wkładaj baterii do odpadów domowych, tylko oddaj je do punktu recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy



DEKLARACJA ZGODNOŚCI ES

IMPORTER:

Seven sport s.r.o., Strakonická 1151/2C, Praha 5-Hlubočepy 150 00

IČ: 268 47 264

Czech republic

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że

produkty: IN 25635 Wózek inwalidzki inSPORTline Hawkie (W5521)

IN 27827 Wózek inwalidzki inSPORTline Hawkie Basic (W5521)

spełniają wymagania techniczne dotyczące produktu określone przez przepisy

Produkty są zgodne z (UE) 2017/745 i następującymi normami:

(EU) 2017/745

EN ISO 14971:2019

EN ISO 15233-1:2021

EN ISO 20417:2021

EN ISO 10993-1:2020

EN ISO:10993-5:2009

EN ISO 10993-10:2013

EN12184:2014

EN 60601-1:2006+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A2:2020

EN 60601-1-2:2015+A1:2020

MSDS / Anbotek 18270BC10298503 / 01.04.2022


Producent:

ZheJiang J&J Mobility Co., Ltd

**#18, Baiyang Street,
WuyiJinhua City, ZheJiang China**

Vítkov, 1.1.2024



Seven Sport s.r.o.
Bořivojova 35/37B, 130 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264
tel./fax: +420 550 300 970 

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti